

PACZKOMAT - DOBRA RZECZ

Zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa, chcemy kupować bezpiecznie. Między innymi z tego powodu wielką popularnością cieszą się wszelkie sklepy internetowe, które wychodzą nam „naprzeciw” i zachęcają nas np. promocjami, darmową wysyłką czy przedłużonym czasem zwrotu.

Jedną z bardzo wygodnych i bezpiecznych (bezkontaktowych) i coraz popularniejszych form nadawania i odbierania paczek jest wysyłka za pomocą paczkomatu. A mamy ich w Ostrzeszowie i w powiecie coraz więcej. Najnowszy „InPost” stanął jakiś czas temu na Grunwaldzkiej.

A oto wykaz paczkomatów, jeśli któryś pominęliśmy, prosimy o informację.

W Ostrzeszowie:

- Paczkomat ORS01A - Piastowska 1A (parking przy Polomarkecie)
- Paczkomat ORS01N - Leśna 53 (przy markecie Bricomarche)
- Paczkomat ORS01M - Kaliska 1/3 (przy Pepco)
- Paczkomat ORS02M - Daszyńskiego 17 (parking za budynkiem biurowym Biznes Centrum)
- Paczkomat ORS03M - Grunwaldzka 9 (przy płocie)

W powiecie:

- Paczkomat MKS01N - Skryta 1, **Mikstat** (przy sklepie Lewiatan)
- Paczkomat GNP01M - Ostrzeszowska 5B, **Grabów** (przy sklepie Dino)
- Paczkomat KEX01G - Wieluńska 18, **Kraszewice** (przy sklepie POLOmarket)



- Paczkomat DOU01A - Kaliska 20, **Doruchów** (przy dworcu autobusowym)
- Paczkomat KGO01N - Wojska Polskiego 35, **Kobyła Góra** (przy Auto Serwis)

Jak korzystać?

Pewnie większość z nas wie, jak obchodzić się nowoczesnymi urządzeniami (zwłaszcza młodsze pokolenie zapewne nie ma z tym najmniejszego problemu), ale dla przypomnienia:

- By nadać lub odebrać przesyłkę, nie potrzebujemy specjalnej aplikacji w paczkomacie trzeba wpisać swój numer telefonu oraz kod, który zostanie nam przysłany na adres e-mail.
- W zależności od sposobu nadania na paczce musimy nakleić automatycznie wygenerowaną na stronie internetowej etykietę z kodem kreskowym który „maszyna” czyta i otworzy nam odpowiednią skrytkę.

- Drugim ze sposobów nadania jest opisanie paczki specjalnym kodem, który dostaniemy sms-em na nasz telefon (również po wykonaniu kroków podanych na stronie internetowej InPost lub w przypadku zwrotu - kroków podanych na stronie sklepu internetowego). Należy wpisać kod

z smsa na wyświetlaczu paczkomatu (wszystkie kroki są po kolei opisane i wyświetlane), wybrać wielkość skrytki i zatwierdzić.

Do nas należy odpowiednie zabezpieczenie paczki i towaru w niej się znajdującego. Dobrze jest też znać wymiar i wagę nadawanej przesyłki - paczkomaty InPost oferują nam trzy rozmiary skrytek:

- **gabaryt A** - maksymalne wymiary 8 x 38 x 64 cm, maksymalna waga: 25 kg,

- **gabaryt B** - maksymalne wymiary 19 x 38 x 64 cm, maksymalna waga: 25 kg,
- **gabaryt C** - maksymalne wymiary 41 x 38 x 64 cm, maksymalna waga: 25 kg.

Pamiętajmy, by po skorzystaniu z paczkomatu umyć i/lub odkazić ręce, lub użyć jednorazowych rękawiczek. Wirus, niestety, nadal jest z nami...

ms

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS



Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach przewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysłała pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych - od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Z uwagi na COVID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby, które były na turnusie powyżej 14 dni, mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będą kierowane według daty orzeczenia. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli na całodobowy pobyt w ośrodku, otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej: www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice) - dodaje rzeczniczka.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku koronawirusa.

Ważne

W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację, należy poinformować o tym swój Oddział ZUS. Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ

30 MIN. DROGI OD OSTRZESZOWA

Producent mebli skrzyniowych - firma DIG-NET LENART
z siedzibą w Mroczeniu, poszukuje pracowników.



zatrudnimy na stanowiska:

- operator i pomocnik operatora okleiniarki
- operator i pomocnik operatora piły panelowej
- montażystów
- pakowaczy
- osoby do przyuczenia



oferujemy:

- pracę w prężnie rozwijającej się firmie
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- praca na pełnym etacie w systemie jednc i dwuzmianowym



tel.: 601 315 602

e-mail: hr@dignet.eu

www.lenartmeble.pl